

VPAP III ST-A 簡易故障排除

故障情形	可能原因	解決方式
開關已開啟但呼吸器無法運作且 LCD 螢幕無顯示	電源保險絲燒毀	更換電源保險絲
	Main PCB 故障	更換 Main PCB
	Power Support PCB 故障	更換 Power Support PCB
LCD 螢幕無顯示但馬達有運作	LCD 故障	更換 LCD
	LCD 排線連接異常	重新連接排線
按鍵無法作動	LCD 或按鍵故障	更換 LCD 或按鍵
LCD 螢幕有暗點	LCD 故障	更換 LCD
	LCD 排線連接異常	重新連接排線
	Main PCB 故障	更換 Main PCB
機器噪音過大	Motor 異常	更換 Motor
有顯示"Welcome"但自我測試失敗	Main PCB 異常	關機 10 秒後重新開機若狀況依舊則更換 Main PCB
SmartStart 無法選擇	面罩選擇成 Full Face 或 Mask Alarm 被開啟	更改設定
呼吸器流量異常	內部管路未連接妥當	重新連接管路
	內部管路糾結	重新連接管路
	進氣口過濾綿阻塞	更換過濾綿

	馬達異常	更換 Motor
	壓力感應器故障	更換 Main PCB
潮濕加熱器無法加熱	潮溼加熱器位連結妥當	重新連接
	潮濕加熱器內部元件故障	更換故障元件
	呼吸器連接介面故障	更換連接介面
錯誤訊息" Check hoses!!	壓力感應線未連接妥當	重新連接
Key is done"	內部管路糾結	檢查並重新連接
錯誤訊息" SYSTEM ERROR Call service"	內部元件故障	通知工程師
錯誤訊息" High Leak in last session"	上次使用時有大量漏氣	檢察面罩佩帶是否正確

博 兆 股 份 有 限 公 司

台北縣淡水鎮中正東路二段 29 號 5 樓

TEL：(02)2808-5088 · FAX：(02)8809-5396