

Mepiform®

適用於已癒合的傷口和舊疤痕。

建議**持續使用2-6個月**以預防疤痕產生，舊疤痕治療期一般需要三個月至一年。

治療時間長短取決於疤痕狀況，且因人而異。

應該連續24小時使用，以達到最佳除疤效果。



原理

利用矽膠片的**高保濕性能**緊密貼合皮膚，發揮保濕的作用、減少水分蒸發，**軟化疤痕**。

藉由醫療級的矽膠片產生**壓迫力**，避免疤痕突起。

緩衝來自疤痕附近皮膚移動所承受的**張力**，使其覆蓋下的疤痕不易因外力的拉扯，導致擴張與突起的現象。



使用時機

- 手術後癒合傷口。
- 增生性疤痕。
- 蟹足腫。

必須在**傷口已完全癒合**情形下(呈淡紅色)，才可以
使用。

- ⊘ 若表皮不整皮(如有死皮)，會降低疤痕貼片的作用。
- ⊘ 矽膠片沒有吸附組織液的作用，若傷口還有滲出液
時使用疤痕貼片，會黏不牢之外，更容易因組織液
的堆積而延緩傷口的癒合。

Mepiform® 使用方法

- 使用前先將疤痕部位及周圍皮膚清洗乾淨，視狀況先行修剪多餘毛髮。
- 將矽膠片裁剪成所需形狀及大小；黏貼超出傷口1-2cm。
- 撕下保護膜後，貼在乾爽及已清潔的疤痕上。
- 使用Mepiform®的首2天，每日使用4小時。
- 其後2天，每日使用8小時，及後每日增加2小時至每日最少用12小時為止。
- 可連續24小時使用，每天只需觀察及清潔疤痕部位1次。
- 可重複使用7天或至黏力減弱。如有需要，可用清水輕輕沖洗乾淨黏貼，待自然風乾後，再貼到疤痕處。

使用注意事項

- 請勿使用於開放性與未癒合之傷口。
- 第一次使用建議貼2小時，若無不適現象發生，則以2小時漸進式增加黏貼時間。由於矽膠片不透水，故藉由此法，可以減少過敏與不應感。
- 矽膠片的黏性會隨著使用的次數，漸漸失去黏性，建議若覺得黏性不夠時可使用透氣膠帶固定。但若矽膠片表面已無法提供內聚力時，建議更換新品。
- 疤痕貼片邊緣處會因摩擦造成黏性不佳或捲邊時，可將邊緣修剪後，繼續使用。
- 請勿於疤痕部位塗抹乳液或藥膏，以免影響黏性。
- 使用於關節等易脫落之部位時，可用黏著性膠帶或伸縮繃帶固定。
- 有過敏或紅疹現象反應時，請停止使用，並請教醫師。