

# Cimeosil®喜美而疤痕凝膠

適用於已癒合的傷口和舊疤痕。

建議**持續使用3-6個月**以預防疤痕產生。

治療時間長短取決於疤痕狀況，且因人而異。

**每日2次**，擦拭薄薄1層。



衛部醫器輸壹字第019731號



# 原理

使用後會在皮膚表面形成一層**防水薄膜**，讓皮膚產生緊繃感，利用此張力阻擋新的表皮細胞生長，並**壓迫**已隆起的疤痕或蟹足腫向四周下降，使疤痕逐漸平坦。



# 使用時機

- 主要針對蟹足腫、肥大性疤痕
- 因為燒燙傷、擦傷或撕裂傷、手術傷口所引起的疤痕
- ⊘ 避免在眼睛或黏膜部位使用
- ⊘ 不可用在開放性傷口、傷口縫合後、癒合初期或已感染的部位。



# 使用方法

早、晚各塗抹一次。

先將**疤痕洗乾淨**並輕輕拍乾。

建議一次塗抹量為**一米粒大小**，量多無益。

因凝膠較為黏稠，請將凝膠以**按摩方式推開**，待**3-5分鐘**，讓皮膚乾燥後，再依序使用保養品。

如果等待時間過長，不易乾燥表示用量太多。將過厚的部分擦掉即可。

