

臺北榮總螢光顯微影像分析服務 - 注意事項

注意事項：

- 共軛焦顯微鏡 (Confocal microscopy) 影像分析服務 注意事項：
 1. 儀器功能說明，請參考【螢光顯微影像分析服務】內掛之「儀器功能說明」檔案。
 2. 每一個送測的細胞樣品，需置於 0.17 mm 之玻璃片或 chamber slide 上（若細胞種類屬於不能黏附者、或懸浮者，請事先想辦法固定細胞，否則不予受理）。
 3. 樣品若為免疫螢光染色，請先進行一般螢光顯微鏡檢查，確認螢光強度夠再送件。
 4. 不接受委託服務。
 5. 不論送測結果是否有確認出螢光訊號，收費標準不變。
- 以上儀器，均需經認證核可後，始能選擇自行操作：
 1. 自行操作基本收費：新台幣 250 元/1 小時
 2. 認證教學，視同委託服務收費標準。
- 服務項目、收費標準等內容如有更動，將另外公佈。
- 所送申請案，服務單位保留接受與否之權利。
- 本表請以正楷填寫，所填資料若有誤漏，將影響服務排序。
- 申請案送件地點：致德樓醫學研究部
楊德明 (R731/R759-2；分機 7747/7627)

上述檔案（「儀器功能說明」）掛於網路：【臺北榮總→醫學研究部→研究資源→公用儀器服務項目-螢光顯微影像分析服務】。