

臺北榮總核醫部 免疫分析實驗室

檢驗項目排程及報告時間

115 年 9 月修訂

檢驗項目		檢驗時間	出報告時間	參考值	檢體採集注意事項
CA19-9	腫瘤標記 CA19-9 放射 免疫分析	週一到週五	3 個工作天	≤ 36 U/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
CA72-4	腫瘤標記 CA72-4 放射 免疫分析	隔週一	14 個工作天	≤ 4 U/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
GASTRIN-17 / Gastrin	胃泌激素放射 免疫分析	隔週一	14 個工作天	25-111 pg/mL	建議禁食 10 小時以上紅 頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
TGAb / Anti-Thyroglobulin Antibodies	抗甲狀腺球蛋 白抗體放射免 疫分析	週一	7 個工作天	< 29 IU/L	無須禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
AChRAb / Acetylcholine Receptor Antibody	乙醯膽素受器 抗體放射免疫 分析	週二	7 個工作天	< 0.5 nmole/L	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
Aldosterone	醛固酮放射免 疫分析	週二	7 個工作天	Standing: 40-310 pg/mL Recumbent: 10-160 pg/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體

Renin (PRC)	腎素濃度放射 免疫分析	週二	7 個工作天	Supine:2.71-16.51 pg/mL Upright:5.41-34.53 pg/mL	無需禁食紫頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
-------------	----------------	----	--------	---	---------------------------

HTG / Thyroglobulin	甲狀腺球蛋白 放射免疫分析	週三	7 個工作天	<50 ng/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
ASD / Androstenedione	雄二酮放射免 疫分析	隔週三	14 個工作天	M(20-40Y):0.3-3.1 ng/mL F(19-40Y):0.21-3.08 ng/mL Post menopause:0.36-1.8 ng/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
17-OHP / 17 α -OH Progesterone	氫氧基黃體脂 酮放射免疫分 析	隔週三	14 個工作天	Men:0.63-2.35 ng/mL Follicular phase:0.32-1.50 ng/mL Luteal phase:0.30-3.00 ng/mL After menopause:0.19-0.70 ng/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
TSHRAb / TRAb / TSH Receptor Autoantibody	甲促素接受體 抗體放射免疫 分析	週四	7 個工作天	<1.5 U/L	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
Hs-TSH	甲狀腺刺激素 放射免疫分析	週四	7 個工作天	正常:0.17-4.05 μ IU/mL 亢 進: $\leq$ 0.15 μ IU/mL 低 下: $>$ 5 μ IU/mL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
FT4 / Free-T4	游離甲狀腺素 放射免疫分析	週四	7 個工作天	0.89-1.79 ng/dL	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體

AAI / Anti-Insulin Antibody	抗胰島素抗體 放射免疫分析	隔週五	14 個工作天	<6.1 %	無需禁食 紅頭或黃頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體
PRA / Plasma Renin Activity	血漿腎素活性 放射免疫分析	週五	7 個工作天	Supine : 0.30-1.90 ng /mL/hr Upright : 0.48-4.88 ng /mL/hr	無需禁食紫頭採血管抽取 3mL 以上血液檢體；檢體 需冰浴 (備註:本檢驗搭配每週二 ALDOSTERONE 項目之 病人清單執行)

核醫部免疫分析實驗室上班時間：週一至週五 上午 08:00~16:30 ；例假日、國定假日及颱風來襲，依照人事行政局公佈

門診病人採檢地點:二門診一樓門診抽血室 ； 採檢時間:依門診抽血室作業時間

住院病人採檢地點:各病房 ； 收檢時間:星期一至五，08:30-16:30。

注意: PRA(Plasma Renin Activity)項目之門診採檢時間，依門診抽血室作業時間全日採集；病房收檢時間: 星期一至五，08:30-16:30。若遇下班或國定假日採集之檢體請收藏於冰箱中冷藏 俟上班由專人送回。