

一般檢驗科 -- Platelet Function Closure time (PFCT) 血小板功能閉鎖時間適應症

<b>Col/EPI Closure time</b>		84~176 sec	> 176 sec	> 300 sec
<b>Col/ADP Closure time</b>		63~115 sec	63~115 sec	> 300 sec
<b>臨床意義</b>	<b>常規檢測</b>	若病人病史及醫師檢查均屬正常時，代表其血小板功能正常。	與阿斯匹靈所引起之血小板功能低下有關	與 vWD、血小板無力症及 Storage Pool Disease 或多種藥物所引起的血小板功能障礙有關。
	<b>監測阿斯匹靈的治療效果</b>	無效	有效	有效且反應較為強烈，病患可能會有出血狀況
<b>檢驗限制</b>		血球容積比(<20%)或血小板數目(<50,000/ $\mu$ l)時會影響數值，造成假性延長。		

臺北榮民總醫院病理檢驗部 2021.02.18